


Entscheiden Sie sich jetzt für die bessere Blutdruckkontrolle.

NEU!
zusätzlich mit
**MITTELWERT-
ANZEIGE**



Entscheiden Sie sich für
boso-medicus prestige



Premium Qualität, für Ihre Gesundheit.
Exklusiv in Sanitätsfachgeschäften und Apotheken.

NEU

Der Mittelwert entscheidet

5,6 5,7 **5,9** 5,8 5,7 6,0



Bessere
Blutdruckkontrolle
durch zusätzliche
Mittelwertanzeige

NEU!
zusätzlich mit
**MITTELWERT-
ANZEIGE**



boso-medicus prestige
Das überlegene Gerät für die bessere Blutdruckkontrolle

Mit einzigartiger 5-Sterne-Ausstattung



Der **neue** boso-medicus prestige

Mit zusätzlicher Mittelwertanzeige für die **bessere** Blutdruckkontrolle

„ Einzelmessungen sind Momentaufnahmen.

Der Mittelwert aus vielen Einzelmessungen gibt dem Patienten einen aussagekräftigen Überblick über seinen wahren Blutdruckstatus. „



89,90 €

unverb. Preisempf.

Aus eigener Erfahrung wissen Sie - Ihr Blutdruck ist nicht immer konstant. Stress, körperliche Belastungen etc. verursachen selbst bei vorschriftsmäßigem Messen - morgens und abends in Ruhe - teilweise erhebliche Schwankungen. Wo also liegt Ihr wahrer Blutdruckwert?

Um mehr Sicherheit in der Blutdruckbewertung zu bieten, hat boso-medicus prestige zusätzlich eine aktive Mittelwertanzeige.

Der Mittelwert ist der Durchschnittswert, z. B. aus den letzten 30 Einzelmessungen, und ist damit aussagekräftiger als einzelne Messwerte. Ob nach den Grenzwerten (s. Tab. unten) eine Hypertonie vorliegt kann deshalb anhand des Mittelwertes weitaus besser beurteilt werden.

Die Betrachtung des Mittelwertes entspricht auch der Forderung von Ärzten nach einer Langzeitbeobachtung des Blutdruckes. Deshalb ist der Mittelwert für Ihren Arzt eine wichtige Zusatzinformation.

Messung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



Wann eine medikamentöse Therapie erforderlich ist, hängt nicht allein vom Blutdruck ab, sondern auch vom persönlichen Risikoprofil.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn auch nur einer der beiden Werte (Systole, Diastole) ständig über den Grenzwerten für eindeutig erhöhten Blutdruck liegt.

Blutdruckgrenzwerte der WHO

	in mmHg	
	systolisch	diastolisch
optimal	bis 119	bis 79
normal	120-129	80-84
noch normal	130-139	85-89
eindeutig erhöht	ab 140	ab 90

Seine einzigartige 5-Sterne-Ausstattung

gibt Ihnen Messsicherheit und Messkomfort




30 Speicher für 14-Tage-Blutdruckprofil mit zusätzlicher Mittelwertanzeige

Erfahren Sie mehr über ihren Blutdruck: Die letzten 30 Messwerte werden automatisch gespeichert und sind einzeln abrufbar. Zusätzlich werden die Mittelwerte für Systole und Diastole angezeigt.



Entscheiden Sie selbst aus wieviel Einzelmessungen der Mittelwert berechnet werden soll.




Unkomplizierte Einknopfbedienung und vollautomatische Messung



Einfache, sichere Bedienung: der gesamte Messvorgang erfordert nur einen einzigen Knopfdruck.

Uhrzeit-Anzeige mit praktischem Timer für Messung oder Medikamenteneinnahme



Bis zu 3 Uhrzeiten pro Tag lassen sich individuell eingeben – durch das akustische Signal werden Sie dann automatisch zum Beispiel an regelmäßiges Messen erinnert.


Softmatic Die intelligente Aufpump- und Ablassautomatik macht das Messen angenehmer

Die Softmatic macht Schluß mit übermäßig starkem Aufpumpen. Außerdem wird durch den schnellen Luftablass während des Messens der gesamte Messvorgang verkürzt und Ihr Arm angenehm schnell wieder entlastet. Besonders vorteilhaft beim Messen mit XL-Manschette an starken Oberarmen.


Manschetten für unterschiedlich starke Armumfänge anschließbar

Manschetten in verschiedenen Größen machen boso-medicus prestige zum besonders vielseitig einsetzbaren Messgerät:


XS-Manschette für sehr dünne Oberarme (auch für Kinder): 14-21cm Umfang (Zubehör).



Standardmanschette: 22-32cm Umfang, im Lieferumfang enthalten.




XL-Manschette für extrastarke Oberarme: 33-41cm Umfang (Zubehör).



Alle Werte auf einen Blick. Außergewöhnlich groß – besonders übersichtlich

Das einzigartig große boso 3-Werte-Display zeigt Ihnen Systole, Diastole und Puls auf einen Blick und in extragroßen Ziffern. Nicht nur für ältere Menschen ein besonderer Komfort.

Originalgröße



Netzteilanschluss für batteriefreies Messen

Ideal für alle, die besonders häufig messen und das Gerät als stationäres Tischgerät nutzen (Batterien im Lieferumfang enthalten, Netzteil als Sonderzubehör lieferbar).

